

# MISURE DELL' ACCELERAZIONE DI GRAVITÀ $g$

In questo esperimento si vuole misurare l'accelerazione di gravità  $g$ . Diversi sono i modi possibili. Qui si considerano le oscillazioni di un pendolo fisico e la caduta libera di palline d'acciaio. Alla fine degli esperimenti si confrontano i risultati ottenuti, e si commentano pregi e difetti dei due diversi metodi.

## 1) PENDOLO REVERSIBILE DI KATER

### INTRODUZIONE

Consideriamo un pendolo fisico che oscilli sospeso alternativamente in due diversi punti, indicati con 1 e 2, non coincidenti col suo baricentro  $G$ . Il periodo del pendolo che oscilla sospeso nel punto 1 è dato da:

$$T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{l_1}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{I_1}{mgh_1}}$$

dove  $l_1$  indica la lunghezza ridotta del pendolo,  $I_1$  è il momento di inerzia del pendolo per rotazioni attorno l'asse passante per il punto 1,  $m$  la massa del pendolo e  $h_1$  è la distanza tra il punto 1 e il baricentro. Per il teorema di Steiner si ha:  $I_1 = I_G + mh_1^2$ , con  $I_G$  momento di inerzia per oscillazioni attorno all'asse che passa per il baricentro.

Analogamente il periodo del pendolo sospeso nel punto 2 sarà dato da:

$$T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{l_2}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{I_2}{mgh_2}}$$

con  $I_2 = I_G + mh_2^2$ .

Se si trova una configurazione per cui i periodi  $T_1$  e  $T_2$  risultano uguali, significa che  $l_1 = l_2$  cioè la lunghezza ridotta del pendolo è la stessa nelle due situazioni. Detta  $l$  tale lunghezza si ha:

$$l = l_1 = \frac{I_1}{mh_1} = \frac{I_G + mh_1^2}{mh_1} \quad \text{e} \quad l = l_2 = \frac{I_2}{mh_2} = \frac{I_G + mh_2^2}{mh_2}$$

da cui si ricava:

$$l m h_1 = I_G + m h_1^2 \quad \text{e} \quad l m h_2 = I_G + m h_2^2$$

Sottraendo membro a membro le due equazioni si ottiene:

$$l m(h_1 - h_2) = m(h_1^2 - h_2^2) = m(h_1 - h_2)(h_1 + h_2)$$

Assumendo  $h_1 \neq h_2$  e dividendo entrambi i membri per  $m(h_1 - h_2)$  si ottiene infine:

$$l = h_1 + h_2 \quad \text{e quindi} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{h_1 + h_2}{g}}$$

Pertanto, dati due punti di sospensione in corrispondenza dei quali si ha lo **stesso periodo di oscillazione**, la lunghezza ridotta del pendolo risulta uguale alla somma delle distanze dei due punti dal baricentro.

Il periodo dipende solo dalla somma  $h_1 + h_2$  e non è necessario conoscere i singoli valori di  $h_1$  ed  $h_2$  per ricavare  $g$ .

Il pendolo di Kater è un pendolo fisico reversibile in cui  $h_1 + h_2$  è conosciuto con gran precisione e consente quindi una misura precisa dell'accelerazione di gravità.

Il pendolo di Kater è costituito da un'asta rigida su cui scorrono due masse ( $m_A = 1000$  g e  $m_B = 1400$  g) fornita di due coltelli, in posizione simmetrica, che fungono da punti di sospensione 1 e 2 del pendolo. La distanza tra i coltelli è fissa e nota con precisione dal costruttore. Nel nostro caso vale  $D = 99.4$  cm.

Spostando le due masse lungo l'asta si sposta la posizione del baricentro G del pendolo. Per la simmetria del pendolo, il baricentro viene comunque a trovarsi sempre sulla retta congiungente i due coltelli 1 e 2.

Si spostano le masse e per ciascuna posizione si misura il periodo di oscillazione da entrambi i coltelli fino a trovare la configurazione in corrispondenza della quale i periodi di oscillazione del pendolo, relativi ai due assi di sospensione, sono uguali tra loro ( $T_1 = T_2 = T^*$ ). Ciò significa che si è giunti alla situazione in cui il baricentro si trova tra i coltelli e la distanza tra i coltelli  $D$  coincide con la lunghezza ridotta del pendolo. Allora vale la relazione:

$$T^* = 2\pi \sqrt{\frac{h_1 + h_2}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{D}{g}} \quad (1)$$

La misura di  $T^*$  permette quindi di ricavare il valore di  $g$ .

## PROCEDURA SPERIMENTALE

Si sospende il pendolo da uno dei due coltelli, si pone in oscillazione il pendolo e si misura il periodo  $T_1$ . Si gira il pendolo, si sospende dal secondo coltello e si misura il periodo  $T_2$  relativo al secondo asse di sospensione. Si spostano le masse e si ripetono le misure al coltello 1 e al coltello 2. Si procede fino a determinare la posizione in

corrispondenza della quale i due periodi di oscillazione del pendolo sono uguali ( $T_1 = T_2 = T^*$ ).

Per evitare una lunga procedura di aggiustamenti successivi della posizione delle masse, non è necessario raggiungere esattamente la posizione per cui i due periodi sono identici: si misurano  $T_1$  e  $T_2$  in corrispondenza di alcune posizioni delle masse, a cavallo di quella cercata, e si determina per interpolazione il punto di intersezione.

Convien lasciare fissa la massa  $m_E$  esterna ad entrambi i coltelli, posizionando il suo centro a circa 15 cm dal coltello più vicino, e muovere l'altra ( $m_I$ ), partendo da una distanza di pochi centimetri dal coltello vicino alla massa esterna, ed allontanandola progressivamente a passi di 2-3 cm.

Si costruisce un grafico in cui si mette sulle ascisse la distanza  $x$  della massa mobile  $m_I$  da uno dei due coltelli e in ordinate si pongono i periodi di oscillazione  $T_1$  e  $T_2$ , relativi ai due assi di sospensione, misurati a tale distanza. Le due curve  $T_1(x)$  e  $T_2(x)$  ad un certo punto si devono intersecare. Ci saranno cioè avere due posizioni di  $m_I$ , che chiamiamo  $x_a$  e  $x_b$ , tra le quali si verifica l'intersezione: per una posizione,  $x_a$ ,  $T_1(x_a) > T_2(x_a)$ , mentre per l'altra,  $x_b$ , sarà  $T_1(x_b) < T_2(x_b)$ . Se ciò non succede è necessario cambiare la posizione della massa fissa  $m_E$  e ripetere la procedura.

Quando si è determinata l'esistenza di un punto di intersezione si può procedere a spostare  $m_I$  entro le due posizioni che definiscono l'incrocio, per avvicinarsi il più possibile a quella che rende uguali i due periodi.

Per diminuire l'errore sulla misura del periodo, si ricava il suo valore dalla misura del tempo impiegato a compiere  $N$  oscillazioni complete ( $N \sim 10-20$ ). In alternativa, è possibile utilizzare il cronometro collegato alla fotocellula, effettuando 10-20 misure di ogni periodo e calcolandone la media.

Nei pressi del punto d'intersezione le due curve  $T_1(x)$  e  $T_2(x)$  possono essere approssimate con due rette. Il valore cercato di  $T^*$  è dato dal punto di intersezione delle due rette, che può essere calcolato come:

$$T^* = \frac{T_2(x_a)T_1(x_b) - T_1(x_a)T_2(x_b)}{T_1(x_b) - T_2(x_b) - T_1(x_a) + T_2(x_a)}$$

dove  $x_a$  e  $x_b$  sono le due posizioni misurate più vicine all'intersezione.

**Avendo ricavato  $T^*$ , utilizzando il valore noto di  $D$ , determinare il valore di  $g$  e la sua incertezza.**

NB. In realtà esistono due punti di intersezione tra le curve  $T_1(x)$  e  $T_2(x)$ , entrambi corrispondono allo stesso valore di  $T^*$ . Non è necessario determinare anche la seconda intersezione.

## OSSERVAZIONI

Il moto del pendolo è armonico ed il suo periodo è dato dalla (1) solo quando vale l'approssimazione  $\sin \theta_{max} \approx \theta_{max}$ . Se  $\theta_{max}$  non è sufficientemente piccolo, il periodo risulta meglio approssimato dall'equazione:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{D}{g}} \left( 1 + \frac{\theta^2}{16} \right)$$

Il pendolo deve quindi compiere piccole oscillazioni. Quale angolo  $\theta_{max}$  si è utilizzato? Calcolare la correzione al periodo corrispondente, valutare se è significativa rispetto le incertezze di misura ottenute ed eventualmente applicarla ai dati ricavati precedentemente.

## NOTA SULL'USO DEL TIMER COLLEGATO ALLA FOTOCELLA

Dopo averlo acceso:

- con il primo pulsante "Select measurement" selezionare "Time"
- con il secondo pulsante "Select mode" selezionare "Pendulum"
- mettere in oscillazione il pendolo e utilizzare il terzo pulsante Start per far partire la misura di un periodo. È possibile misurare diverse volte il periodo mentre il pendolo oscilla.

## 2) MOTO DI CADUTA LIBERA

### INTRODUZIONE

Un grave che cade sotto la sola azione della forza peso si muove con accelerazione uniforme, pari all'accelerazione di gravità  $g$ .

Il moto uniformemente accelerato è descritto dalla legge oraria:

$$y(t) = y(0) + v_0 t + \frac{1}{2} g t^2$$

dove  $y(t)$  indica la posizione al tempo  $t$  e  $v_0$  la velocità iniziale.

È sempre possibile scegliere il punto di partenza come origine per la misura delle posizioni, in modo che  $y(0) = 0$ .

Da una serie di misure della posizione in funzione del tempo, è possibile determinare  $v_0$  e  $g$ .

## SVOLGIMENTO DELL' ESPERIENZA

Una sferetta d'acciaio, sospesa tramite un magnete ad un supporto, viene fatta cadere su una piattaforma. Il supporto è collegato ad un cronometro che misura il tempo di caduta della sferetta: inizia a contare il tempo quando la sferetta lascia il sostegno e si ferma quando la sferetta tocca la piattaforma. Il supporto è mobile su un'asta graduata e può essere posizionato a diverse altezze. La distanza percorsa dalla sferetta si misura con un metro a nastro.

Incominciando dalla distanza maggiore possibile, si scelgono 5 o 6 posizioni diverse  $y_i$ , per ciascuna posizione si effettuano una decina di lanci della sferetta e si calcola il tempo medio di caduta  $t_i$ .

Si costruisce un grafico di  $y$  in funzione di  $t$  medio.

In questo caso la velocità all'istante iniziale è nulla, pertanto l'equazione del moto si riduce a  $y = \frac{1}{2} g t^2$ . Ci si aspetta allora che il grafico rappresenti una parabola passante per l'origine degli assi. Facendo il grafico per la variabile  $x = t^2$  si possono interpolare i dati con una retta.

Ricavare il valore dell'accelerazione di gravità e la sua incertezza dal coefficiente angolare della retta e confrontarlo con i risultati dell'esperimento precedente.